

LUMINÁRIA AMBULATORIAL - MD150

O **Luminária Ambulatorial MD150** é um equipamento que auxilia nos procedimentos ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Fabricado conforme as regulamentações brasileiras e as normas de segurança exigidas que garantem a conformidade do equipamento. A Luminária Ambulatorial MD150 possui registro ANVISA.

Cabeçote: Composto em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática que proporciona um perfeito acabamento. Além disso, oferece uma excelente resistência à abrasão e corrosão e aos efeitos da exposição ao clima (raios solares, calor, frio, umidade...). Não é agressiva para o meio ambiente! Todo sistema elétrico da Luminária Ambulatorial MD150 fica no seu interior, sendo possível acessar todas as funções do equipamento diretamente no painel de comando localizado na parte traseira do cabeçote. **Pedestal Tubular, Haste Flexível e Pedestal de Inox:** A Luminária Ambulatorial MD150 conta com um conjunto de mobilidade. O primeiro deles é a Haste Flexível, que permite ao operador realizar qualquer tipo de manobra, tanto vertical quanto horizontal para que possa realizar um exame mais confortável e extrair o máximo do equipamento. O segundo item é o seu pedestal de inox, onde permite que o operador eleve a altura do equipamento a partir de ajuste simples, além de possuir bucha para aterramento elétrico e trava para limitação de altura. Por último, o pedestal tubular composto em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática, tem como finalidade manter a estabilidade do equipamento assim como auxiliar no aterramento elétrico dele. **Base com Rodízios:** A Base da Luminária Ambulatorial MD150 foi projetada em aço carbono com altura ideal do solo evitando assim, o "efeito armadilha". Com larga espessura para proporcionar mais estabilidade ao equipamento durante o seu uso, ademais ela é finalizada com pintura eletrostática dando uma estética e proteção contra agentes infecciosos devido a facilidade de limpeza e sua impermeabilidade. A Base conta com quatro rodízios para locomoção do equipamento. **Acessórios Opcionais:** A Luminária Ambulatorial MD150 conta com 2 versões, sendo uma a versão standard, e a outra versão com opcional de **espelho** integrado ao equipamento. O espelho conta com uma alta qualidade para visualização, acabamento simples, porém eficiente e discreto, além de proporcionar eficiência devido a um lado com aumento e outro lado normal, para maiores possibilidades de uso.

Informações Técnicas:

- Produto 100% nacional
- Refletor de luz auxiliar para exames ambulatoriais.
- Classe de enquadramento ANVISA | Classe Baixo Risco - Com proteção de aterramento nas partes metálicas.
- Altura máxima (mm): 1600.
- Altura mínima (mm): 1100.
- Seletor de tensão de operação Automático: 127/220V. 50/60 Hz.
- Potência máxima de consumo (VA) 127V = 4,5 220V = 4,5.
- Lâmpada LED (dicróica) 4,5W - MR16 - GU10 - IP20
- Tempo de Vida Útil do Led 25.000 horas
- Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância | 500.
- Intensidade da Iluminação (50 cm de distância) | 7000 Lux.
- Temperatura de cor - Ra | 6500K (Branco frio).
- Índice específico - R9 | ≥ 0 . Índice de reprodução de cor | $85 \leq Ra \leq 95$.
- Peso líquido (kg) 2,900
- Peso bruto com embalagem (kg) 3,500.
- Opcionais: Espelho
- Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Registro Anvisa: 81793010003